


### CONSIGNES À L'USAGER

1. Avoir fait l'hygiène des mains à l'entrée avec la solution hydroalcoolique.
2. Prendre le tube et un mouchoir.
3. Accumuler de la salive dans la bouche.
4. Dévisser le bouchon du tube.
5. Mettre la bouche sur le rebord du tube et laisser doucement couler la salive à l'intérieur du tube.

SANS masque




OU

AVEC masque



Quantité = 2 ml  
(la moitié du cône)



6. Revisser le bouchon sur le tube et serrer complètement.
7. Replacer le masque de façon sécuritaire.
8. Remettre le tube contenant la salive à un membre du personnel et jeter le mouchoir.
9. Procéder à nouveau à l'hygiène des mains avec la solution hydroalcoolique.

**MERCI DE VOTRE COLLABORATION**